



Bucle Magnètic

Saps què és?

És un sistema per garantir una comunicació clara i accessible **per a persones amb audiòfon o implant coclear**

FUNCIONAMENT



Activa la posició "T"

Telebobina (T o MT)

Si no saps com fer-ho, contacta amb el centre auditiu on el vas comprar



Acosta't al dispositiu

Col·locat a prop del taulell o de l'espai amb el símbol internacional



Ja està!

El so es transmet directament al seu audiòfon



MÉS INFORMACIÓ

Servei de Capacitats Diverses i Accessibilitat

✉ oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

✉ oficina.accessibilitat@terrassa.cat

☎ 93 739 70 00 - Ext. 3695

CONSELLS

per millorar la comunicació
amb persones amb audiòfon
o implant coclear



Col·loca el símbol de cara a la persona i parla per la part de darrere del símbol



Mira sempre a la persona mentre li parles



Tingues els llavis visibles



Parla amb ritme normal i amb un to suau



Evita parlar mentre escrius o mires documents



Redueix els sorolls a prop



Pregunta si et senten bé



MÉS INFORMACIÓ

Servei de Capacitats Diverses i Accessibilitat

✉ oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

✉ oficina.accessibilitat@terrassa.cat

☎ 93 739 70 00 - Ext. 3695